



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungs-beteckning
1	1	M3656-991529	Mät kropp MT		TETRO-010-0188-00
2	1	M3656-991539	.Mät kropp	Probe P6010	TETRO-010-0187-00
	1	M3656-991549	..Beskrivning	Instruction Manual	

Tillbehör:

3	1	M3656-990629	.Jordningskabel		TETRO-175-0124-00
4	2	M3656-990649	.Krokodilklämma		TETRO-344-0046-00
5	1	M3656-991559	.Spets böjd		TETRO-206-0114-00
6	1	M3656-991569	.Spets med gripklo		TETRO-013-0090-00
7	1	M3656-991579	.Övergångsdon		TETRO-013-0085-00
8	2	M3656-991589	.Isoleringshylsor		TETRO-166-0404-00
9	1	M3656-991599	.Mät kroppshållare		TETRO-352-0090-00

DATA

Allmänt:

Mät kroppen är avsedd att användas tillsammans med Tektronix 1s...50 MHz oscilloskop. Mät kroppen är lätt att kompensera om oscilloskopet man skall använda den tillsammans med har inkapacitans 14...21 pF.

Dämpning:

x10.

Inresistans:

10 Mohm.

Inkapacitans:

10 pF.

Stigtid:

< 2 ns.

Inspänning:

Max 500 V, 1s, vs topp eller 1s och vs kombinerat.

Dimensioner:

Längd 3,5 fot.

Vikt:

0,4 kg.